

Smart at reception (受付システム)

検温連携 参考資料

2021年07月08日 初版作成

2021年08月19日 第2版作成

2023年07月26日 第3版作成

改訂履歴

版数	改訂内容	改訂日
1.0	新規作成	2021/07/08
2.0	画像差し替え、LDID の設定手順追加、参照マニュアル追加	2021/08/19
3.0	SenseThunder-Air 向けの説明追加に伴い、SenseThunder 側の設定方法を整理	2023/07/26

目次

目次

改訂履歴.....	2
目次.....	3
1. 概要.....	4
2. Sense Thunder のアカウント登録.....	5
3. SenseThunder の登録方法.....	6
4. SenseThunder 側の設定.....	7
4-1.レコード送信設定.....	7
【SenseThunder-Mini】の場合.....	7
【SenseThunder-Air】の場合.....	7
4-2.温度検知モード.....	8
【SenseThunder-Air】の場合.....	8
5. SenseLink App キー、SenseLink App シークレットの取得.....	9
6. デバイス LDID の取得.....	10
7. 設定の注意.....	12

1. 概要

Smart at reception インストール済の iPad と AI 温度検知システムの連携に必要な、以下の情報の取得方法について説明します。

- ① SenseLink Cloud アカウント登録から AI 温度検知システムに連携させるまでの手順
- ② SenseLink App キー、SenseLink App シークレットの取得
- ③ デバイス LDID の取得

SenseThunder-Mini の使用方法については、こちらを参照ください。

<https://docs.japancv.co.jp/sensethunder/user-manual/sensethunder-mini>

SenseThunder-Air の使用方法については、こちらを参照ください。


<https://docs.japancv.co.jp/sensethunder/user-manual/sensethunder-air>

2. Sense Thunder のアカウント登録

JVC 製品提供窓口からのメール案内に従って SenseLink Cloud をダウンロードして登録します。

①URL (<https://link.japancv.co.jp/login>) よりアクセスするとログイン画面が表示されます。発行されたアカウント・パスワードを入力して、ログインボタンをクリックして下さい。

※登録した携帯番号から SMS 認証コードを取得して適用ボタンを押すとログインが完了します。



②ログインした画面から、左メニューのデバイスを選択し、登録された SenseThunder がオンラインになっているかを確認します。



※SenseThunder のデバイスが登録されていることを確認できました。

※登録は、デバイス側から行います。SenseLink からデバイスを登録することはできません。

3. SenseThunder の登録方法


SenseLink Cloud の初期設定を行います。

SenseLink Cloud にログインした後、画面左上にある歯車ボタンから、ダッシュボードタイプを「温度」に変更します。



システム設定を行います。

左メニューからシステム設定を選択し、レコードの保存を「有効」にします。



※レコード保存の際、SenseLink Cloud ログイン時のパスワードを入力する画面が出てきます。パスワードを入力してください。

4. SenseThunder 側の設定

デバイスから SenseLinkCloud にログインすると、デバイスの全ての設定項目が初期値に切り替わり、「レコード保存」、「未登録者レコードの保存」は OFF に設定されます。切り替え後にはあらためて設定内容をご確認ください。

SenseThunder 側から管理画面にログインします。

4-1. レコード送信設定

顔未登録者の情報も SenseLink Cloud へ送信するようにします。

【SenseThunder-Mini】の場合




設定画面で「システム設定」を選択します。

「レコードの保存」及び「未登録者レコードの保存」を「有効」に設定します。

【SenseThunder-Air】の場合



設定画面で「レコード管理」をタップします。



「①設定を記録する」の「②レコードスイッチ」を「有効」に設定します。

初期設定値は OFF です。

「⑥未登録者レコード」が「有効」になっていない場合は「有効」に設定します。

初期設定値は ON です。

4-2. 温度検知モード

「温度検知モード」を「シングルモード」に設定します。

※SenseThunder-Mini にこの設定はありません

【SenseThunder-Air】の場合



設定画面で「温度検知設定」をタップします。



初期設定は複数人モードです。

温度検知モードをタップして、シングルモードを選択後、確認をタップすると選択したモードの設定が完了します。

5. SenseLink App キー、SenseLink App シークレットの取得

URL (<https://link.japancv.co.jp/login>) よりログインして、認証キーを取得する方法です。

- ① 右上部のユーザー名をクリックし、表示されたメニューの「オープンプラットフォーム」をクリックします。



- ② ユーザー名をクリックし、「オープンプラットフォーム」のメニューから「App Key を作る」で App key を作成して下さい。

※一度作成すると、次回から作成済みの API キー、API シークレットの情報が表示されます。



- ③取得した API キー、API シークレットは、reception 受付システム契約管理から設定します。

※設定方法については、「受付アプリ・オプションマニュアル・システム管理者編」および「受付アプリ・マニュアル・契約者編」を参考にしてください。





6. デバイス LDID の取得

SenseLink から確認する方法と、デバイス上で確認する方法があります。

①SenseLink Cloud から確認する方法

※ログイン方法は「2. SenseLink App キー、SenseLink App シークレットの取得」を参照

1. サイドメニューの「デバイス」をクリック
2. 確認したい個体の「詳細」をクリック
3. 最上部に LDID が表示される。



②デバイス上から確認する方法

1. 温度測定画面にて画面を数秒間タップする
2. パスワードを入力し OK ボタンをタップする
3. デバイス情報をタップする
4. LDID をタップする

③取得した LDID は、reception 受付システム契約管理から受付場所ごとに設定します。

※設定方法については、「受付アプリ・オプションマニュアル・システム管理者編」および「受付アプリ・マニュアル・契約者編」を参考にしてください。

受付場所名称 :	<input type="text" value="南側玄関"/>
受付場所住所 :	<input type="text" value="██████████"/>
緯度経度 :	<input type="text" value="██████████"/> <input type="button" value="住所から取得"/> <input type="button" value="位置を確認"/>
Beacon設定(オプション)	
UUID :	major : minor :
<input type="text" value="██████████"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
検温設定	
<input checked="" type="checkbox"/> SenseThunder 連携ON	
デバイスLDID :	<input type="text"/>
<input type="button" value="戻る"/>	<input type="button" value="更新"/>

7. 設定の注意

Reception 受付システム契約管理の検温の設定と SenseLink Cloud の検温の設定は手動で両方の管理画面で体温統一します。



検温設定

SenseLink Appキー：

SenseLink Appシークレット：

受付可能上限体温(℃)： 検温回数上限：

検温のお願いメッセージ：
検温器を見つけて下さい。
検温が終わりましたら、「検温完了」のボタンを押して下さい。

検温回数上限超過時メッセージ：
検温回数が上限に達しました。下記までお電話下さい。
XX-XXXX-XXXX

※Reception 受付システム契約管理

※「検温」の表記について

SenseThunder は医療機器ではございませんが、ご来訪者様向けのわかりやすさを考慮した結果、「検温」という言葉を用いております。